


Поликлональные Кроличьи Антитела К Rnf20 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5Vtr2

Артикул: CM0022957



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого RNF20 (BRE1A), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Подходят для изучения убиквитинирования гистона H2B и регуляции хроматина. - Q5VTR2

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF20 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56254
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого RNF20 (NP_062538.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5VTR2
Молекулярный вес белка	114кДа
Доставка	Сумка со льдом