

Поликлональное Антитело К Robo4 Кролика Для Wb, Elisa — Q8Wz75

Артикул: CM0024947

введение

Поликлональное антитело к ROBO4 кролика, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческим ROBO4, иммуноген соответствует аминокислотам 848–1007. Экспрессируется в эндотелиальных клетках, участвует в ангиогенезе и формировании сосудистого паттерна. Идеально подходит для исследований сосудистой биологии и эндотелиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ROBO4 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MRB; AOVD3; ECSM4; ROBO4
Вид	Человек
GeneID (человек)	54538
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 848–1007 человеческого ROBO4 (NP_061928.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WZ75
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Айс-пакет