

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Romo1 Для Wb, If-P, Elisa - P60602

Артикул: CM0019512

введение

Поликлональные кроличьи антитела против модулятора 1 активных форм кислорода (ROMO1), валидированные для WB, IF-P, ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками; белок внутренней мембраны митохондрий, участвующий в производстве АФК и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ROMO1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	MTGM; MTGMP; C20orf52; bA353C18.2; ROMO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	140823
GeneID	140823
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-79 человеческого ROMO1 (NP_542786.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60602
Молекулярный вес белка	8кДа
Доставка	Сумка со льдом