


Кроличье Моноклональное Антитело К Ror1 Для Проточной Цитометрии — Q01973

Артикул: CM0006479



введение

Кроличье моноклональное антитело к ROR1 для проточной цитометрии (FC), нацеленное на человеческий ROR1 (104 кДа).

Рекомбинантный иммуноген, перекрёстно реагирует только с человеческим белком. Подходит для онкологических исследований и исследований слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ROR1
Примечания/синонимы	NTRKR1; dj537F10.1; ROR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4919
GeneID	4919
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–403 человеческого ROR1 (NP_005003.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q01973
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом