


Кроличий Моноклональный Антитело К Rpb3/Polr2C Для Wb, Ihc-P, Elisa - P19387

Артикул: CM0010027



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого RPB3/POLR2C (P19387), валидированное для WB, IHC-P, ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для изучения транскрипционного аппарата РНК-полимеразы II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPB3/POLR2C кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5432
ID гена	5432
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19387
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом