


Поликлональное Антитело Кролика К Rpl28 Для Wb, If/Icc, Elisa - P46779

Артикул: CM0015550



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий RPL28 (рибосомный белок L28 субъединицы 60S). Валидировано для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Молекулярная масса около 16 кДа. Подходит для исследований рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к RPL28
Примечания/синоним	L28; eL28; RPL28
Вид	Человек
GeneID (человек)	6158
GeneID	6158
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RPL28 (NP_000982.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46779
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Пакет со льдом