

Кроличья Поликлональная Антитело К Rpl35A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P18077

Артикул: CM0023855



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий RPL35A — белок большой рибосомальной субъединицы eL33, валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований рибосом и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL35A кроличья пАт
Примечания/алиасы	DBA5; L35A; eL33; RPL35A
Вид	Человек
GeneID (человек)	6165
GeneID	6165
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 10-90 человеческого RPL35A (NP_000987.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P18077
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Сумка-холодильник