

Кроличье Поликлональное Антитело К Rpl7 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P18124

Артикул: CM0027478



введение

Кроличье поликлональное антитело к RPL7, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Распознает RPL7 человека, мыши, крысы. Инструмент для исследовательского использования в изучении рибосомных белков и анализе трансляционного аппарата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к RPL7
Примечания/Альтернативные названия	L7; uL30; humL7-1; RPL7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6129
ID гена	6129
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-248 белка RPL7 человека (NP_000962.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18124
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом