


Кроличья Rab K Rps15A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P62244

Артикул: CM0017241



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого RPS15A (uS8), подходящие для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Полезны для изучения функции малой рибосомной субъединицы, эритропоза и анемии Даймонда-Блэкфана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS15A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	uS8; S15a; DBA20; RPS15A
Вид	Человек
GeneID (человек)	6210
GeneID	6210
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого RPS15A (NP_001010.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62244
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент