


Кроличыи Поликлональные Антитела К Rps20 Для Wb, If/Icc, Elisa — P60866

Артикул: CM0013497



введение

Кроличыи поликлональные антитела к RPS20 валидированы для применения в WB, IF/ICC и ELISA для выявления RPS20 в образцах человека, мыши и крысы. Надёжный инструмент для исследований рибосомных белков.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к RPS20
Примечания/синонимы	S20; uS10; RPS20
Вид	Человек
GeneID (человек)	6224
GeneID	6224
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-119 человеческого RPS20 (NP_001014.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P60866
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Пакет со льдом