


Кроличье Поликлональное Антитело К Rps3A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ип, Ифа - P61247

Артикул: CM0025474



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на белок RPS3A (40S рибосомный белок S3a). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА в образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований биогенеза рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RPS3A
Примечания/Альтернативные названия	S3A; eS1; FTE1; MFTL; RPS3A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6189
GeneID	6189
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-264 человеческого белка RPS3A (NP_000997.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61247
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом