


Кроличья Рab К Rrp9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O43818

Артикул: CM0019146



введение

Кроличья поликлональная антитело к RRP9 (O43818) для применения в методах Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный RRP9, белок, ассоциированный с U3 snoRNP, участвующий в процессинге пре-рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья рAb к RRP9
Примечания/Псевдоним	U3-55K; RNU3IP2; RRP9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9136
GeneID	9136
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 156-475 человеческого RRP9 (NP_004695.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O43818
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом