

Кроличье Поликлональное Антитело К Runx1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q01196

Артикул: CM0022283



введение

Кроличье поликлональное антитело к RUNX1, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным, крысиным транскрипционным фактором RUNX1, важным для исследований гематопоеза и лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к RUNX1
Примечания/Альтернативные названия	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	861
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 171-260 человеческого RUNX1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01196
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом