

Кроличье Моноклональное Антитело К Runx1/2/3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q01196 / Q13761 / Q13950

Артикул: CM0009100



введение

Кроличье моноклональное антитело к RUNX1/2/3 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), распознающее человеческие и мышиные RUNX1/2/3. Необходимо для гемопоэза и развития Т-клеток. Идеально подходит для исследований в области онкологии и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RUNX1/2/3 кроличье мАТ
Примечания/Псевдонимы	AML1; AML1-EVI-1; AMLCR1; CBF2alpha; CBFA2; EVI-1; PEBP2aB; PEBP2alpha; RUNX1/2/3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	861/864/860
ID гена	861/864/860
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 354-453 человеческого RUNX1/2/3 (NP_001001890.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q01196/Q13761/Q13950
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	В ледяном пакете