


Поликлональное Кроличье Антитело К Rybp Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8N488

Артикул: CM0018415



введение

Поликлональное кроличье антитело к RYBP, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Направлено на человеческий белок RYBP — белок группы Polycomb, участвующий в транскрипционной репрессии, убиквитинировании гистонов и опухолевой супрессии. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к RYBP
Примечания/алиасы	AAP1; DEDAF; YEAF1; APAP-1; RYBP
Вид	Человек
ID гена (человек)	23429
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот от 100 остатка до С-конца человеческого RYBP (NP_036366.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q8N488
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Хладоэлемент