


S100A10 Кроличья Раb - P60903

Артикул: CM0018891



введение

S100A10 Кроличья поликлональная антитело, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий, мышиный, крысиный, обезьяний S100A10. Идеально подходит для исследований фосфорилирования сигнализации и кальций-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A10 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	42C, P11, p10, GP11, ANX2L, CAL1L, CLP11, Ca[1], ANX2LG, S100A10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6281
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-97 человеческого S100A10 (NP_002957.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P60903
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Ледяной пакет