

S100A5 Кроличья Поликлональная Антитело - P33763

Артикул: CM0014105



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому S100A5 (S100D), валидированная для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Специфична к человеческому кальций-связывающему белку A5 семейства S100 — связующему металлические ионы (кальций, цинк, медь). Идеально подходит для исследований сигнальных путей и гомеостаза металлов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A5 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	S100D; S100A5
Вид	Человек
ID гена (человек)	6276
ID гена	6276
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-92 человеческого S100A5 (NP_002953.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33763
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Айс-бокс