


Мышинная Моноклональная Антитела К S100B Для Вестерн-Блоттинга - P04271

Артикул: CM0009316



введение

Мышинная моноклональная антитела к S100B, валидированная для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный S100B (11 кДа) — кальцийсвязывающий белок, высоко экспрессируемый в астроцитах. Идеально подходит для исследований в области нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинная моноклональная антитела к S100B
Примечания/Альтернативные названия	NEF; S100; S100-B; S100beta
Вид	Человек
ID гена (человек)	6285
ID гена	6285
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-92 человеческого S100B (NP_006263.1)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04271
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодовая упаковка