


Кроличье Моноклональное Антитело К S100B Для Вб, Иф, Игх-П, Ифа - P04271

Артикул: CM0003649



введение

Кроличье моноклональное антитело к S100B, валидированное для применения в ВБ, ИФ, ИГХ-П, ИФА. Обнаруживает S100B человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к S100B
Примечания/Альтернативные названия	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Вид	Человек
ID гена (человек)	6285
ID гена	6285
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-92 человеческого S100B (NP_006263.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-Ф, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04271
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом