

Saa3 Кроличий Pab - Saa3

Артикул: CM0014432

введение

SAA3 Rabbit pAb — это поликлональное антитело от кролика, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Оно нацелено на мышиный белок SAA3 и перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным SAA3, что делает его пригодным для исследований воспаления и острой фазы ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAA3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	I7R3; Saa-3; SAA3
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	6290
ID гена (Мышь)	20210
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-123 мышиного SAA3P (NP_035445.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом