

Поликлональное Антитело Кролика К Saa4 Для Wb, Elisa — P35542

Артикул: CM0020120

введение

Поликлональное антитело кролика к SAA4 (P35542), валидированное для WB и ELISA. Это антитело к конститутивно экспрессируемому белку сывороточного амилоида A-4 перекрёстно реагирует с образцами человека, мыши и крысы и идеально подходит для исследований острой фазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAA4 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	CSAA; C-SAA; SAA4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6291
Идентификатор гена	6291
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот с 50-й до С-конца человеческого SAA4 (NP_006503.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35542
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет