

Кроличья Поликлональное Антитело К Safb Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15424

Артикул: CM0030376

введение

Кроличье поликлональное антитело к SAFB, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Нацелено на фактор прикрепления к скаффолду B1 (scaffold attachment factor B1), участвующий в регуляции транскрипции, организации хроматина и контроле клеточной пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAFB кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HAР; HET; SAF-B; SAFB1; SAB-B1; SAF-B1; SAFB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6294
GeneID	6294
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого SAFB (NP_001188267.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15424
Молекулярный вес белка	103кДа
Доставка	Сумка со льдом