

Samd3 Rabbit Pab - Q8N6K7

Артикул: CM0020941

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против SAMD3 (белок, содержащий стерильный альфа-мотив). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований в области протеомики и изучения альтернативного сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAMD3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SAMD3
Вид	Человек
GenelD (Человек)	154075
GenelD	154075
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого SAMD3 (NP_001017373.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N6K7
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент