


SamM50 Кроличья Поликлональная Антитела Для Wb, IHC-P, IP, Elisa - Q9Y512

Артикул: CM0026418



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок SAMM50 (поддержание крист митохондрий). Валидировано для WB, IHC-P, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований сборки дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAMM50 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25813
GeneID	25813
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого белка SAMM50 (NP_056195.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y512
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом