

Поликлональные Кроличьи Антитела К Sap18 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O00422

Артикул: CM0025629



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого SAP18, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживают SAP18 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований транскрипционной репрессии, сплайсинга и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SAP18 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SAP18P; 2HOR0202; SAP18
Вид	Человек
GeneID (человек)	10284
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-172 человеческого SAP18 (NP_005861.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00422
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом