

Нейтрализующее Антитело K Sars-Cov-2 - Sars-Cov-2

Артикул: CM0002104

введение

Нейтрализующее моноклональное антитело к SARS-CoV-2, полученное из рекомбинантного белкового иммуногена, с уровнем эндотоксина <0,1 ЕЭ/мкг по методу LAL. Подходит для исследовательских приложений, связанных с исследованиями нейтрализации SARS-CoV-2. Отправляется на сухом льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Нейтрализующее антитело к SARS-CoV-2
Вид	SARS-CoV-2
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	SARS-CoV-2
Категория	Моноклональные антитела
Применение	< 0,1 ЕЭ/мкг белка по методу LAL.
Доставка	Сухой лед