

Поликлональное Антитело Кролика Против Nsp1 Sars-Cov-2 - P0Dtc2

Артикул: CM0020073



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NSP1 SARS-CoV-2, валидировано для ВБ, ИП и ИФА. Реагирует специфически с SARS-CoV-2, молекулярная масса белка 141 кДа. Идеально подходит для исследований вирусных инфекций и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NSP1 SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-180 NSP1 коронавируса (YP_009742608.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	С пакетом льда