


Поликлональное Антитело Кролика Против Sars-Cov-2 Nsp10 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P0Dtd1

Артикул: CM0023794



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на белок NSP10 вируса SARS-CoV-2. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагирует с SARS-CoV-2. Идеально для изучения репликации вируса, метилирования кэпа и уклонения от иммунного ответа хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SARS-CoV-2 NSP10 (pAb)
ID гена	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-139 белка NSP10 коронавируса (YP_009725306.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Молекулярная масса белка	794 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом