


Поликлональное Антитело Кролика Против Nsp6 Sars-Cov-2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P0Dtd1

Артикул: CM0024247



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против неструктурного белка 6 (NSP6) SARS-CoV-2. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с SARS-CoV-2. Подходит для изучения формирования органелл репликации вируса и взаимодействий между вирусом и клеткой хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NSP6 SARS-CoV-2
ID гена	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 236-290 белка NSP6 коронавируса (YP_009725302.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Молекулярная масса белка	794 кДа
Доставка	Холодовой пакет