

Кроличыи Поликлональные Антитела К Nsp8 Sars-Cov-2 Для Wb, Elisa - P0Dtc2

Артикул: CM0020539



введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку NSP8 SARS-CoV-2 для применения в методах WB и ELISA. Распознают белок NSP8 SARS-CoV-2; рекомбинантный иммуноген. Идеально подходят для исследований коронавируса и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к NSP8 SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-198 NSP8 коронавируса (YP_009742615.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярная масса белка	141 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом