

Поликлональное Антитело Кролика К Нуклеопротеину Sars-Cov-2 - P0Dtc9

Артикул: CM0021822

введение

Поликлональное антитело кролика (pAb) к нуклеопротеину SARS-CoV-2 для ВБ, ДБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Получено у кролика против рекомбинантного слитного белка, охватывающего аминокислоты 1-419 нуклеопротеина коронавируса (P0DTC9). Специфично к SARS-CoV-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к нуклеопротеину SARS-CoV-2
ID гена	43740575
Иммуноген	Рекомбинантный белок
SWISS	P0DTC9
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ДБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
Доставка	Сумка-холодильник с льдом