

Кроличье Pab Против Sars-Cov-2 Orf3A - P0Dtc3

Артикул: CM0019825



введение

Поликлональное антитело кролика против SARS-CoV-2 ORF3A, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Специфично к белку ORF3a SARS-CoV-2 (P0DTC3). Идеально подходит для изучения выхода вируса, функции виropорина и взаимодействия с клеткой-хозяином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SARS-CoV-2 ORF3A
GeneID	43740569
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 белка ORF3A коронавируса (YP_009724391.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC3
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом