

## Кроличья Поликлональная Антитело К Sars-Cov-2 Orf9b Для Wb, Elisa — P0Dtd2

Артикул: CM0020350



### введение

Кроличья поликлональная антитело к SARS-CoV-2 ORF9b, валидированная для Вестерн-блота и ELISA. Направлена на вирусный аксессуарный белок ORF9b, который подавляет врожденный иммунитет хозяина через взаимодействие с митохондриями. Подходит для исследований COVID-19.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SARS-CoV-2 ORF9b Rabbit pAb                                                                                   |
| Вид возбудителя           | SARS-CoV-2                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-97 коронавируса белка ORF9b (P0DTD2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                       |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | SARS-CoV-2                                                                                                    |
| SWISS                     | P0DTD2                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 11 кДа                                                                                                        |
| Доставка                  | С ледяным аккумулятором                                                                                       |