

## Мышиные Моноклональные Антитела К Rbd-Спайку Sars-Cov-2 Для Исследований И Диагностики — Rbd-Спайк Sars-Cov-2

Артикул: CM0006379

### введение

Мышиное моноклональное антитело, направленное против RBD-спайка (спайкового гликопротеина) SARS-CoV-2. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), Дот-блоттинга (DB), ИФ/ИЦХ и ИФА со специфической перекрестной реактивностью с SARS-CoV-2. Идеально подходит для вирусологических исследований и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Мышиные моноклональные антитела к RBD-спайку SARS-CoV-2 |
| Примечания/Псевдоним      | спайковый гликопротеин; RBD-спайк SARS-CoV-2            |
| Вид                       | SARS-COV-2                                              |
| ID гена (человек)         | SARS-CoV-2                                              |
| ID гена                   | 43740568                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния RBD-спайка SARS-CoV-2      |
| Источник                  | Мышь                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                 |
| Применение                | WB, DB, IF/ICC, ELISA                                   |
| Перекрестная реактивность | SARS-CoV-2                                              |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                       |