

Кроличье Моноклональное Антитело К Rbd Шипа Sars-Cov-2 (N501Y) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P0Dtc2

Артикул: CM0002707



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к RBD шипа SARS-CoV-2 (N501Y), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения механизмов проникновения вируса и детекции варианта в научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к RBD шипа SARS-CoV-2 (N501Y)
Примечания/Алиасы	шипный гликопротеин; SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y)
Вид возбудителя	SARS-CoV-2
ID гена (человек)	43740568
ID гена	43740568
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 450-550 RBD шипа коронавируса SARS-CoV-2 (N501Y) (YP_009724390.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	С холодоэлементом