

Кроличья Моноклональная Антитело К Шиповидному Белку S1 Sars-Cov-2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P0Dtc2

Артикул: CM0002525



введение

Кроличья моноклональная антитело против гликопротеина шиповидного белка S1 SARS-CoV-2. Валидирована для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Нацелена на синтетический пептид в пределах субъединицы S1 (а.о. 200-300). Предназначено для исследований SARS-CoV-2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к шиповидному белку S1 SARS-CoV-2
Примечания/синонимы	шиповидный гликопротеин; SARS-CoV-2 Spike S1
ID гена	43740568
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 шиповидного белка S1 SARS-CoV-2 (YP_009724390.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом