


Кроличье Поликлональное Антитело К Sash1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O94885

Артикул: CM0013589



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка SASH1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет SASH1 в образцах человека и мыши. Идеально для исследований сигнального пути NF-κB, клеточной миграции и пигментации кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SASH1
Примечания/Альтернативные названия	DUN; DUN1; CAPOK; SH3D6A; dj323M4.1; SASH1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23328
ID гена	23328
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого белка SASH1 (NP_056093.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O94885
Молекулярная масса белка	137 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом