


Кроличья Поликлональная Антитело К Sbds Для Wb, Elisa - Q9Y3A5

Артикул: CM0028834



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SBDS, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает белок человека, мыши и крысы. Мишень участвует в биогенезе рибосом и процессе трансляции. Идеально подходит для исследований сборки рибосом и синдрома Швахмана-Даймонда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к SBDS
Примечания/алиасы	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	51119
ID гена	51119
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y3A5
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодовая упаковка