

Кроличья Поликлональное Антитело Против Scg3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Wxd2

Артикул: CM0030299

введение

Кролижье поликлональное антитело к человеческому SCG3 (Секретогранину-3), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный SCG3. Подходит для исследований биогенеза секреторных гранул и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCG3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SGIII; SCG3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29106
ID гена	29106
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WXD2
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент