


Scn2B Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - 060939

Артикул: CM0024758



введение

Кроличье поликлональное антитело к SCN2B (регуляторная субъединица бета-2 натриевого канала), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения модуляции потенциал-зависимых натриевых каналов в возбудимых клетках. Перекрестная реактивность с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCN2B Кроличья pAb
Примечания/алиасы	ATFB14; SCN2B
Вид	Человек
GeneID (человек)	6327
GeneID	6327
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30-160 человеческого SCN2B (NP_004579.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	060939
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодовой пакет