

Поликлональное Антитело К Scn4B, Полученное У Кролика — Scn4B

Артикул: CM0021082

введение

Поликлональное антитело к SCN4B, полученное у кролика, валидировано для WB и ELISA. Определяет белок SCN4B человека, мыши и крысы (~25 кДа). Рекомбинантный иммуноген. Подходит для нейробиологических и кардиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SCN4B
Примечания/синоним	Gm1471, SCN4B
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	6330
Идентификатор гена (мышь)	399548
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-228 мышиного SCN4B (Q7M729)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом