

Кроличье Поликлональное Антитело К Scrn1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q12765

Артикул: CM0019520

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Secernin-1 (SCRN1, SES1), для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA в образцах человека, мыши, крысы. Идеально подходит для изучения экзоцитоза и биологии тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SCR1
Примечания/Альтернативные названия	SES1; SCR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9805
ID гена	9805
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 195-414 человеческого SCR1 (NP_055581.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q12765
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом