

Кроличья Поликлональная Антитела К Scrn2 Для Вб И Ифа - Q96Fv2

Артикул: CM0012826

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к SCRΝ2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для детекции секернина-2 человека и мыши — фосфопротеина с молекулярной массой 47 кДа, участвующего во множестве клеточных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SCRN2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	Ses2; SCRΝ2
Вид	Человек
ID гена (человек)	90507
ID гена	90507
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 176–425 белка SCRΝ2 человека (NP_612364.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96FV2
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодильный пакет