


SELENOK Rabbit Pab Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y6D0

Артикул: CM0021902



введение

SELENOK Rabbit pAb обнаруживает человеческий и мышиный SELENOK, селенсодержащий белок, участвующий в кальциевой сигнализации, ERAD и защите от окислительного стресса. Валидирован для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для исследований в области иммунологии и кардиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SELENOK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SELK; HSPC030; HSPC297; SELENOK
Вид	Человек
GeneID (человек)	58515
GeneID	58515
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-94 человеческого SELENOK (NP_067060.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Y6D0
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	Сумка со льдом