


## Кроличье Раb Против Серотонинового Транспортера Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P31645

Артикул: CM0017474



### введение

Кроличье поликлональное антитело против серотонинового транспортера человека (SERT/SLC6A4), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Нацелено на N-концевую последовательность. Подходит для исследований в нейронауках и изучения серотониновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против серотонинового транспортера                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | HTT; 5HTT; OCD1; SERT; 5-HTT; SERT1; hSERT; 5-HTTLPR; Серотониновый транспортер                                                                               |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                       |
| GeneID (человек)                   | 6532                                                                                                                                                          |
| GeneID                             | 6532                                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-84 серотонинового транспортера человека (NP_001036.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                          |
| SWISS                              | P31645                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 70 кДа                                                                                                                                                        |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                             |