

Кроличья Поликлональная Антитело К Serpina10 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9UK55

Артикул: CM0026739



введение

Кроличья поликлональная антитело к SERPINA10, валидированная для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований коагуляции, направленных на ингибитор протеазы, зависимый от белка Z. 51 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINA10 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PZ1; ZPI; SERPINA10
Вид	Человек
ID гена	51156
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UK55
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет