

Serpinc1, Кроличье Поликлональное Антитело - P01008

Артикул: CM0018384



введение

Кроличье поликлональное антитело против SERPINC1 (антитромбин-III). Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований свёртывания крови и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SERPINC1, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	AT3; AT3D; ATIII; THPN7; ATIII-R2; ATIII-T1; ATIII-T2; SERPINC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	462
GeneID	462
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-259 человеческого SERPINC1 (NP_000479.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01008
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом