

Кроличья Pab K Sesn2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P58004

Артикул: CM0025119



введение

Кроличья pAb к SESN2 — это поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), направленное против человеческого SESN2 (перекрестная реакция с мышью и крысой). SESN2 является сенсором лейцина, регулирующим mTORC1 и окислительный стресс; идеально подходит для исследований сигнальных путей и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к SESN2
Примечания/Псевдонимы	HI95, SES2, SEST2, SESN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83667
GeneID	83667
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 211-480 человеческого SESN2 (NP_113647.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P58004
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом