

Кроличья Моноклональная Антитела К Setd6 Для Вб И Ифа - Q8Tbk2

Артикул: CM0006759



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий SETD6, валидирована для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживает SETD6 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигналинга NF-kappa-B и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к SETD6
Примечания/Алиас	SETD6
Вид	Человек
GeneID (человек)	79918
GeneID	79918
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 310-473 человеческого SETD6 (NP_001153777.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TBK2
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодовая упаковка