


Кроличье Моноклональное Антитело K Setd7 Для Wb И Elisa - Q8Wts6

Артикул: CM0011800



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на гистон-лизин N-метилтрансферазу SETD7. Валидировано для WB и ELISA, перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Инструмент для эпигенетических исследований метилирования гистонов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SETD7 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; SETD7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80854
ID гена	80854
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SETD7 (Q8WTS6).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WTS6
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Ледовая сумка